

RESTAURACIONES Y RECRUBIMIENTOS ESTÉTICOS

PRÁCTICA 7 : MODELADO SUPERIOR

MATERIAL E INSTRUMENTAL

Molde de silicona, taza de escayola, espátula de escayola, agua, escayola tipo III, báscula, probeta, vibradora, recortadora de modelos, fresa de bellota de tungsteno, micromotor, cera azul de modelado, espátula eléctrica, lecrón, zhale, cepillo de dientes.

PROCEDIMIENTO

Vaciamos el molde de silicona con escayola piedra o tipo III, preparamos la mezcla con 100 gramos de escayola y 26 ml de agua. Mezclamos hasta obtener una mezcla homogénea y con el molde en la vibradora, vaciamos el mismo. Dejamos fraguar.

Después, con fresa de tungsteno vamos quitando un diente si y uno no, nos fijamos en el modelado inferior que hemos hecho anteriormente y quitamos las piezas contrarias.

Con la espátula eléctrica y cera de modelar, vamos modelando gota a gota y con ayuda del lecrón y el zhale vamos alisando la cera, de manera que tengan la anatomía, contornos y contactos adecuados.

Pasamos las cerdas de un cepillo de dientes sobre la cera para que tenga un mejor aspecto.

